



تابوره های دندانپزشکی، مدل Jumper و Amazone

- طراحی دقیق و ارگونومیک جهت قرارگیری آناتومی بدن انسان در حالت صحیح و مناسب
- در دو سایز مختلف جهت تناسب کامل با بدن
- دارای سیستم منحصر به فرد "بالانس قابل تنظیم" برای ایجاد تحرک در حالت نشستن
- روکش آنتی باکتریال یکپارچه و بدون درز (انتخابی) برای محیط کار بهداشتی
- روکش های دورنگ با طراحی شیک و زیبا
- ۵ سال گارانتی



مدل Jumper

نشیمنگاه پهن

مدل Amazone

نشیمنگاه باریک

تناسب کامل؛ موجود در دو سایز

هنگام نشستن بر روی تابوره زینی **Score**، پاها کمی از هم فاصله گرفته و لگن به سمت جلو سوق داده می شود. در نتیجه ستون فقرات در حالتی مناسب و سالم قرار می گیرد. پس تناسب سایز بین نشیمنگاه تابوره و لگن بسیار اهمیت دارد. تابوره های زینی **Score** در دو شکل مختلف نشیمنگاه ارائه می شود: مدل Jumper که دارای نشیمنگاه پهن و Amazone که دارای نشیمنگاه باریک است. تابوره **Score** خود را متناسب با سایز خود انتخاب کنید!

راحتی و تعادل

بیشترین زمان درمان در مطب دندان پزشکی بر روی تابوره صرف می شود که لازم است در انتخاب آن دقت شود. با انتخاب تابوره های **Score** از عوارض کوتاه مدت آن، همچون سقوط آزاد به روی زمین یا بیمار و عوارض بلند مدت آن، همچون کمردردهای مداوم و مزمن، ایمن باشید.

تابوره های **Score** کاملاً مطابق فرم بدن می باشد؛ به طوری که با ایجاد زاویه مناسب در پشت لگن، به طور خودکار بدن را در موقعیت طبیعی و راحت قرار می دهد.

"سیستم بالانس" **Score** ضمن ایجاد تعادل کامل در حالت نشسته، به لگن امکان حرکات پویا می دهد. این موضوع باعث تحریک و گردش خون در لگن و اندام تحتانی بدن می شود. به علاوه، عضلات کمر و شکم را تقویت می کنید. هر بار شما بر روی این تابوره می نشینید، بدن به صورت ناخودآگاه در حال انجام یک ورزش ارگونومیک می باشد.

تکیه گاه متحرک این تابوره، پشتیبانی برای قسمت پایین کمر می باشد تا آرامش هر چه بیشتر را در طول کار روزانه برای شما فراهم آورد.



روکش پلی اورتان

روبه های جنس پلی اورتان برای محیط کار صنعتی مناسب است. این روکش به راحتی تمیز می شود و در برابر موادهای شیمیایی مختلف بسیار مقاوم است. (قابل سفارش با تکیه گاه)



تکیه گاه های کاملاً ارگونومیک

برای راحتی بیشتر، می توان تابوره زینی شکل **Score** را با تکیه گاه ارگونومیک سفارش داد. تکیه گاه های **Score** دارای طراحی بسیار جمع و جور است تا اطمینان حاصل شود که در آزادی حرکت نقشی ندارد. ارتفاع و زاویه تکیه گاه ها، قابل تنظیم است.



دسته تابوره

تابوره های دارای تکیه گاه **Score**، قابل سفارش با دسته ارگونومیک می باشند. این دسته، نقش به سزایی در کاهش دردهای گردن و شانه دارد.



تکیه گاه/دسته ۳۶۰°

این تکیه گاه /دسته با چرخش ۳۶۰ درجه بسیار سریع و آسان از مسیر کار شما کنار می رود. می توان به عنوان تکیه گاه، دسته برای یک و یا هر دو آرنج استفاده شود. (سفارشی)



Jolly

نشیمنگاه تابوره های مدل Jolly به شکل زین دوچرخه می باشد. این نوع از تابوره ها، برای محیط کار با فضای محدود برای پاها، بسیار مناسب است.



درباره شرکت Score

شرکت هلندی **Score** با قدمتی نزدیک به ۴۰ سال، یکی از کارخانه های برجسته و پیشرو در اروپا در زمینه توسعه و ساخت صندلی های ارگونومیک و نوآزمی آن می باشد. در شرکت **Score** تمام مراحل تولید، از جمله طراحی، ساخت و آزمایش محصول در داخل کارخانه و در کشور هلند انجام می شود.

شرکت **Score** اعتقاد دارد که حالت نشستن صحیح و سالم باعث تمرکز بیشتر و عملکرد بهتر می شود. به همین دلیل تابوره های ساخت **Score** به عنوان راحتترین تابوره ارگونومیک در جهان شناخته شده اند.

با **Score**، تابوره لوکس، با کیفیت و کاملاً ارگونومیک خود را با اطلاعات خاطر انتخاب کنید!

پدال تنظیم ارتفاع

تابوره های زینتی Score را می توانید با پدال پایینی تنظیم ارتفاع سفارش دهید.

این پدال در درمان هایی که هر دو دست باید آزاد و یا استریل نگه داشته شود، بسیار مفید است.



سیستم بالانس "نشستن سالم و پویا"

همانطور که می دانید در وضعیت نشسته جریان خون کند می شود، که بر فعالیت مغز و ابتلا به بیماری های قلبی تاثیر گذار است و خطر لخته شدن خون را افزایش می دهد. همچنین می تواند موجب افت چشمگیری در تولید آنزیم های چربی سوز و کالری سوز باشد.

همچنین نشستن طولانی مدت، موجب به برهم خوردن هم ترازوی دیسک ها و در نتیجه تشکیل کلاژن های سخت بین تاندون ها و لیگامان ها می شود.

"سیستم بالانس" منحصر بفرد Score راه حلی هوشمندانه برای پیشگیری از تمامی این مشکلات است.

به لطف این سیستم، زمانی که بر روی تابوره Score نشسته اید، لگن و بدن شما به طور مداوم در حال تحرک است که باعث شده تا ستون فقرات و لگن در تعادل و بالانس با یکدیگر قرار گیرند؛ در نتیجه فشاری که در حالت نشسته بر استخوان های ناحیه تناسلی و داخل ران وارد می شود، از بین می رود. از فواید دیگر این پویایی، تحریک جریان خون و در نتیجه، ارسال مواد مغذی به دیسک های بین مهره ای است. همچنین جریان خون در لگن و اندام های تحتانی باعث تقویت عضلات کمر شده و از گرفتگی و درد آن جلوگیری می کند.

میزان تحرک "سیستم بالانس"، توسط حلقه زیر نشیمنگاه قابل کنترل می باشد؛ با چرخاندن این حلقه آن را طبق سلیقه و نیاز بدن خود تنظیم نمایید.



Fraunhofer
TESTED[®]
DEVICE
Score BY
Sudde CER
Report No. SC 1407-716



ایمن در برابر ESD (Electrostatic Discharge)

تابوره های Score در برابر "تخلیه الکترون ساکن" یا ESD ایمن هستند. رویه تابوره های Score دارای مقاومت ۱۰۰۰ اهم بوده و دارای گواهینامه IEC 61340-5-1 می باشند.

نهایت بهداشت

برای رعایت هر چه بیشتر بهداشت، می توانید رویه آنتی باکتریال و بدون درز PUXx را انتخاب کنید.



پارچه آنتی باکتریال Bicolor



black anthracite
bicolor BC8505



green anthracite
bicolor BC8581



blue anthracite
bicolor BC8580

PUxx

۱۰۰٪ ضد آب، ضد تعریق، بدون PVC و فتالات؛ مقاوم در برابر مواد شوینده و ضد عفونی کننده های رایج (ضد عفونی کننده های پایه الکل، کلر آزاد و ترکیبات آمونیم ۴ عنصری)



grey
PU95



dark blue
PU89



black
PU05

چرم مصنوعی



black
K11

Stamskin چرم

۱۰۰٪ ضد آب، ضد تعریق، مقاوم در برابر نفوذ خون و انواع مایعات، ضد قارچ، مقاوم در برابر آتش؛ قابل شستشو با آب و صابون



dark blue
K89



bright blue
K80



turquoise
K184



bright orange
K93



bright red
K87



bright green
K81



orange anthracite
bicolor K93/K85



red anthracite
bicolor K87/K85



green anthracite
bicolor K81/K85



black
K05



grey
K195



anthracite
K85

تابوره های Score: عملکرد بالا در کمال سادگی



1 تکیه گاه تابوره های Score مطابق فرم بدن بوده است و بدون ایجاد محدودیت در حرکت شانه ها، از مهره های کمر محافظت کرده و گودی کمر را کاملا پوشش می دهد. تکیه گاه های Score قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه دارند.

2 نشیمنگاه ارگونومیک زینی شکل Score با ایجاد شیب مناسب در قسمت لگن، ستون فقرات را در بهترین حالت و فرم قرار می دهد.

زاویه شیب و ارتفاع نشیمنگاه های Score قابلیت تنظیم و تغییر دارند.

3 برای تنظیم زاویه شیب نشیمنگاه، اهرم را بالا ببرید و همزمان کمی به جلو خم شوید. زاویه شیب مناسب از خمیدگی شما جلوگیری می کند.



4 برای تنظیم ارتفاع نشیمنگاه، اهرم را به سمت بالا بکشید. در ارتفاع صحیح باید پای شما بر روی زمین بوده و زانوهای شما کمی خم باشد.

5 "سیستم بالانس" قابل تنظیم، باعث ایجاد حرکات محدودی در لگن می شود. این تحرک باعث حفظ فرم درست بدن و تعادل در تمام طول درمان می شود. (سفارشی)



6 پایه آلومینیومی ۵۴ سانتی متر با چرخ های بزرگ برای حرکت آسان و سریع

نماینده انحصاری فروش و خدمات در ایران



Score BV
Feithspark 5
NL-9356 BX TOLBERT
The Netherlands
T. +31 (0)594-554000
E. info@scorenl.com
I. www.scorenl.com



شرکت نیکنام طب آینده (بازرگانی شجاعی)
آدرس: تهران، خ انقلاب، خ برادران مظفر شمالی (صبای شمالی)، پلاک ۹۹
تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۶۷۰۰۷
فکس: ۰۲۱-۶۶۴۶۷۵۱۱
ایمیل: info@niknamteb.com
سایت: www.niknamteb.com